

# BS (ボーンプレッター) ハンドピースアダプター

医療機器製造販売届出番号 13B1X10081000012



“ボーンプレッター”によるインプラント窩の形成や歯槽骨幅の拡大を、コントラアングルハンドピースで行うためのインストルメントです。

## BSハンドピースアダプター

商品コード	価格
C A B S -0000	9,000 円



〔原材料〕 ステンレス鋼  
TiN コーティング

### ⚠️ ご注意

本製品には、ボーンプレッターを口腔内へキャリアーする機能として、ステンレス製のスプリングが付与されています。そのため、Oリングが付与されたホルダー付インプラントの埋入に使用しますと、Oリングとスプリングが干渉し、外れなくなる可能性がありますので、ご注意ください。  
(ホルダー付インプラントの埋入には、「コントラアダプター」をご使用下さい。)