



DENTAL HANDPIECE LINE UP

新登場国内販売

Contra-Angles



等速 コントラバー



等速 コントラバー



等速 タービンバー

H7AB00

¥22,500

最高動作回転数	40,000rpm
偏心	0.05TIR (ISO:0.08mm)
抜去力	45N (or More)
接続仕様	ISO3964 (E-Type)
使用バー	ø2.35 (ISO1797-1 Type1)
オートクレーブ温度	Up to 135°C
その他仕様	Latch type/Ball Bearing

H5AB00

¥34,000

最高動作回転数	40,000rpm
偏心	0.05TIR (ISO:0.08mm)
抜去力	45N (or More)
接続仕様	ISO3964 (E-Type)
使用バー	ø2.35 (ISO1797-1 Type1)
オートクレーブ温度	Up to 135°C
その他仕様	Push Button/Ball Bearing

H6AB00

¥34,000

最高動作回転数	40,000rpm
偏心	0.05TIR (ISO:0.08mm)
抜去力	22N (or More)
接続仕様	ISO3964 (E-Type)
使用バー	ø1.60 (ISO1797-1 Type3)
オートクレーブ温度	Up to 135°C
その他仕様	FG/Push Button/Ball Bearing

Straight Handpiece



S01

¥28,000

最高動作回転数	40,000rpm
偏心	0.05TIR (ISO:0.08mm)
抜去力	45N (or More)
接続仕様	ISO3964 (E-Type)
使用バー	ø2.35 (ISO1797-1 Type2)
オートクレーブ温度	Up to 135°C

Air Motor



外部注水

M21 (4ホール)

¥72,000

動作速度	23,000rpm±10%(0.25MPa)
空気圧	0.2~0.35MPa
回転方向	正転/逆転
接続仕様	4ホール
騒音レベル	80dB以下
水量	50mL以上
オートクレーブ温度	Up to 135°C
注水方式	外部注水



内部注水

M81 (4ホール)

¥89,000

動作速度	23,000rpm±10%(0.25MPa)
空気圧	0.2~0.35MPa
回転方向	正転/逆転
接続仕様	4ホール
騒音レベル	80dB以下
水量	50mL以上
オートクレーブ温度	Up to 135°C
注水方式	内部注水

Prophy



減速

HHAB15(Screw)

¥46,500

動作速度	5,000rpm
接続仕様	ISO3964(E-Type)
オートクレーブ温度	Up to 135°C

EVA



減速

HLOB15

¥46,500

動作速度	10,000rpm
ストローク量	1.2mm
接続仕様	ISO3964(E-Type)
オートクレーブ温度	Up to 135°C

Shanks (Reduction)



B15

¥35,000

B16

¥43,000

ギヤ比

B15 4:1減速
B16 16:1減速

エアーマーター対応一覧

ヨシダ	オサダ	GC	日本アイ・エス・ケイ
○	×	○	○

修理 サポート

当製品を安心して使用して頂くために修理、サポートは7日～10日以内で迅速に対応し、お客様に信頼いただけるサービスの提供をしています。



サービス 窓口

PLATON JAPAN

株式会社 プラトンジャパン

〒195-0062 東京都町田市大蔵町56 鶴川アカデメイアビル



TEL : 0120-36-8950

FAX : 0120-36-8952

※携帯電話からは042-736-8950 (有料) におかけ下さい。

商品名: Contra-Angles/Straight Handpiece 販売名: ディアメッド ハンドピース 一般的名称: ストレート・ギアードハンドピース クラス分類: 管理医療機器 特定保守管理医療機器 認証番号: 230ALBZX00014000
 商品名: Air Motor 販売名: ディアメッド エアーマーター 一般的名称: 歯科用空気回転駆動装置 クラス分類: 管理医療機器 特定保守管理医療機器 認証番号: 230ALBZX00007000
 商品名: Prophyl/EVA/Shank(Reduction) 販売名: ディアメッド ハンドピース 一般的名称: ストレート・ギアードハンドピース クラス分類: 管理医療機器 特定保守管理医療機器 認証番号: 230ALBZX00014000

販売元

<http://www.platonjapan.co.jp>
PLATON JAPAN

本社 〒195-0062 東京都町田市大蔵町56 鶴川アカデメイアビル
TEL 042-734-8088(代) FAX 042-734-1109

営業所 名古屋・大阪・九州

製造販売元



世田谷精機株式会社

本社 〒195-0064 東京都町田市小野路町1945 TEL 042-735-1531 FAX 042-735-3726

山形工場 〒992-1128 山形県米沢市八幡原5丁目4862-11 TEL 0238-28-2255 FAX 0238-28-2355