純国産 吸収性歯科用骨再建インプラント材 β-TCP

PLATON パールボーン

PLATON Pearl Bone 歯科用

骨空隙部および嚢胞等による欠損部への補填

PLATON パールボーンは非常に高い純度です。新生骨として自家骨に置換されます。



Sサイズ 0.15∼0.5mm

ℳ サイズ 0.5~1.0mm



内容 1箱 0.9g(バイアル0.3g包装×3)

Sサイズ | PB00-1000 | 14,780円(税抜)

従来製法では、全有機炭素 (TOC) の濃度が $15 \text{mg/L} \sim 30 \text{mg/L}$ 以上であるのに対し PLATONパールボーンは*特許取得の独自製法により5 mg/L以下の低TOC濃度を実現し 非常に高い純度です。新生骨として自家骨に置換される。


※特許第4392460号

整形外科の分野で*5年間20,000症例以上使用され、有効性・安全性・品質に実績がある。

※同一製法による既承認品

バイアル0.3gで、臨床現場において適切な容量とおもとめやすい価格。

気孔形状の観察



マクロポア(100~400µm) SEM(走査型電子類微鏡)による拡大画像

ミクロポア(2µm以下)

PLATONパールボーンの特長

- 1. β型リン酸三カルシウム(β-TCP)を成分として、ミクロ多孔質構造になっています。
- 2. 均一で骨再生に最適なマクロポア・ミクロポアを有しています。
- 3. 早期の骨形成能、骨置換に優れ、骨組織再生のバランスがとれています。
- 4. 人工骨に必要とされるISO10993に適合、生物学的安全性を確立しています。
- 5. 低TOC濃度の歯科用治療用材料です。

TOC濃度 (Total Organic Carbon)とは、多環芳香族炭化水紊量の評価に用いられる代用値

販 売 元



本 社 〒195-0062 東京都町田市大蔵町56 鶴川アカデメイアビル

営 業 所 名古屋・大阪・九州

TEL: 0120-36-8950 FAX: 0120-36-8952 製造販売元



株式会社カタリメディック

〒273-0864 千葉県船橋市北本町 1-17-25 ベンチャープラザ船橋

TEL: 047-409-1616





FAX 0120-36-8952]

本用紙はコピーのうえ、ご使用下さい。

PLATON Pearl Bone FAX注文書

※下記の太枠内は必ずご記入ください。

| 貴医院名 | | ご注文日 | / |
|------|--------------|-------|---------|
| ご住所 | - | ご希望納期 | / AM•PM |
| TEL | () | 休診日 | |

PLATON パールボーン 1箱 0.9g (バイアル0.3g包装×3) 価格14,780円(税抜)

| サイズ | 内容 | 商品コード | 数量 |
|------|---------------|-----------|----|
| Sサイズ | サイズ0.15~0.5mm | PB00-1000 | |
| Mサイズ | サイズ0.5~1.0mm | PB00-2000 | |

- *平日のPM4時までのご注文は、基本的に当日発送させていただきます。(土日祝日を除く)
- *ご購入金額が30,000円未満(税抜価格)の場合には送料をご購入金額に加算させていただきます。
- *表示価格は全て税抜価格です。



本 社:東京都町田市大蔵町56 鶴川アカデメイアビル 営業所: 名古屋・大阪・九州