


TMハンドピースドライバー

暫間用ミニインプラント「プラトンTMインプラント」をコントラングルハンドピースで埋入するためのツール「TMハンドピースドライバー」について、強度を向上させるため、原材料規格を変更するとともに、表面のTiNコーティングを廃止致しました。
(製品の外觀色がゴールドからシルバーに変更されています。)

医療機器製造販売認証番号 223AGBZX00166000
電動式歯科用インプラント手術器具 (管理医療機器)
販売名 プラトン・インプラント・ツール
製造販売元 株式会社 プラトンジャパン




ご注意

TMインプラントは製品の性質上、直径が細くデリケートな操作が要求されます。
TMインプラントの埋入トルク値は 15Ncm 以下を目安とし、埋入時に 30N cm以上の過度のトルクをかけないよう、ご注意ください。[TMインプラントが破折する恐れがあります]

TMハンドピースドライバー

サイズ	全長	商品コード	価格
S	20.0 mm	TMDR-CA2000	9,000 円
L	28.0 mm	TMDR-CA2800	9,000 円



変更前
ステンレス(SUS440C)

変更後
ステンレス(SUS440A)