



リリースドライバー

インプラントフィクスチャ埋入後、インプラントホルダーの解除をスパナではなく、手指で行なうためのインスツルメントです。骨質が柔らかいケースやG B R 併用などで初期固定が取りにくいケースに最適です。症例により選択可能な2サイズをラインナップしています。

医療機器製造販売届出番号 20B1X00007000047
 歯科用インプラント手術器具 (一般医療機器)
 製造販売元 株式会社 ヨシオカ

解除方向を示す矢印がついています。



リリースドライバー

サイズ	商品コード	価格
10	4 U D -1000	9,000 円
17	4 U D -0000	12,000 円

〔原材料〕 ステンレス