

医療従事者の感染対策 | 顔全体・ルーペの保護

# ClariShield LG

Loupe Guard

歯科治療で生じる飛沫や粉塵から、  
術者とルーペ・レンズをガードするクラリシールドLG。  
更に進化したフェイスシールドを実現しました。



安心

縦260mmの長さが、治療中の飛沫を頭部から顎下・首元までをしっかりガード。安心して治療を行えます。

快適

人間工学に基づいた設計により、快適なフィット感とブレのないホールド感を実現。  
倍率10倍のルーペを装着しても干渉しません。さらにカメラやヘッドライトを装備しても干渉せず、変わらない視野を確保することができます。

※一部装着出来ない製品もございます。

# ClariShield LG Loupe Guard

クラリシールドLGは大手眼鏡メーカー、シャルマンの頭部データベースと掛け心地の研究からデザインされたフレームに、さらに治療時の飛沫から「顔全体」「ルーペ」を防護するフィルムとともに開発された、医療従事者の安全の向上を図った製品です。



## 大切なルーペをガード

フィルムは額から離れた位置に設定してあるので、約60mm長の10倍ルーペにも装着できるように設計しています。

## 首・顎付近に飛んでくる飛沫をしっかりとガード

縦260mmの長さで、顎付近から首元までしっかりカバーします。

### フレーム



### フィルム



標準フィルムの  
取り付け動画



超低反射フィルムの  
取り付け動画

## お手入れについて

- チタンフレーム: オートクレープ処理 可
- 標準フィルム: アルコール、0.1%次亜塩素酸ナトリウム水溶液 / 可 変形温度 / 60℃
- 超低反射フィルム: アルコール、0.1%次亜塩素酸ナトリウム水溶液 / 可 変形温度 / 100℃

## 価格・仕様

クラリシールドLG パック……¥13,500 (税別)  
チタンフレーム (1本): マットブルー、マットゴールド、マットシルバー、マットグリーン  
標準フィルム (1枚)

フレーム名入れ (アルファベット12文字まで) ……¥2,500 (税別)

## クラリシールドLG 専用フィルム

標準フィルム (10枚) ……¥3,000 (税別)

超低反射フィルム (3枚) ……¥6,000 (税別)  
※アルコール清拭は100回まで可能です

[製造元]

株式会社シャルマン 福井県鯖江市川去町6-1

[歯科発売元]

ワシエスメディカル株式会社

デンタルマーケット事業部

〒113-0033 東京都文京区本郷2-31-8

TEL.03-3815-7682 (直通)

<http://www.washiesu.com>