


「でこぼこした雑な形態の骨面を剥離するのは難しいですね!」

綺麗なフラップを形成すると綺麗な手術ができます。

この極小剥離子の先端を切開線に深く差込み少しずつ剥離します。

# M Magic Detacher




探針型



平先型

M・マジック デタッチャー  
水口稔之先生ご考案



## M・Magic Detacher 1

探針型


先端がとがっていて切開線に入れやすいタイプ



全長:140mm

材質:ステンレス鋼

M101-0000 20,000円



## M・Magic Detacher 2

平先型

細く平たくフラップを挙上しやすいタイプ



全長:170mm

材質:ステンレス鋼

M102-0000 20,000円

# M・マジックデタッチャー価格表/注文書

[ FAX 0120-36-8952 ]

※下記の太枠内は必ずご記入ください。

本用紙はコピーのうえ、ご使用ください。

貴医院名	様	ご注文日	月 日
ご住所	〒 -	ご希望納期	月 日 AM/PM
TEL	( )	休診日	

商品名	商品コード	価格(円)	数量
M・マジックデタッチャー1 探針型	M101-0000	20,000	
M・マジックデタッチャー2 平先型	M102-0000	20,000	

\* ご購入金額(税抜)が30,000円未満の場合は、送料をご請求させていただきます。

\* 表示価格は全て税抜価格です。

\* 返品交換について原則としてお受け致しません。



株式会社プラトンジャパン

PLATON JAPAN



TEL:0120-36-8950

FAX:0120-36-8952

〒195-0062 東京都町田市大蔵町 56 番地 鶴川アカデメイアビル

TEL:042-736-8950

FAX:042-734-1109



当社ホームページはこちら

<https://platonjapan.co.jp>

2022.10