

Super Narrow Implant

PLATON IMPLANT


S e r i e s

~~Ø~~ 3.1


プラトン インプラント シリーズ ϕ 3.1 は従来、サイズ選択が困難な **下顎前歯部** や **上顎側切歯** の骨幅の狭い審美領域におけるインプラント治療を可能にします。



プラトンインプラントシリーズ ø3.1 ラインナップ




PFø3.1 フィクスチャホルダー



PFø3.1 インプラントフィクスチャ

M31-S080 M31-S100 M31-S120 M31-S140



販売名: プラトンインプラントSeries ø3.1 製造販売承認番号: 22F00087X00021000 一般的名称: 歯科用インプラントシステム クラス分類: 高度管理医療機器 製造販売業者: (株)プラトンジャパン

アバットメント/スクリュー

PFø3.1 FM ストレート
アバットメント







PFø3.1 FM アングル
アバットメント 15°

PFø3.1 AM ストレート
アバットメント ø3.5

PFø3.1 AM アングル
アバットメント 15° ø3.5

PFø3.1 テンポラリー
シリンダー

PFø3.1 アバットメント
スクリュー



PFø3.1 アバットメント
スクリュー付属
M0031-0070

PFø3.1 アバットメント
スクリュー付属
M1531-0000

PFø3.1 アバットメント
スクリュー付属
M0031-1070

PFø3.1 アバットメント
スクリュー付属
M1531-1070

PFø3.1 アバットメント
スクリュー付属
MTCP-0000

PFø3.1 アバットメント
スクリュー
MASC-0060

封鎖キャップ/ヒーリングキャップ


PFø3.1 プラットフォームキャップ

PFø3.1 FM ヒーリングキャップ


PFø3.1 AM ヒーリングキャップ ø3.5




M0031-0000



M0031-2000



M3531-2000




M3531-4000


印象/補綴コンポーネント

PFø3.1 トランスファーコーピング

PFø3.1 トランスファーレプリカ



MTOP-3160




MTRB-0031


ドライバー/アバットメント除去ツール

コニカル補綴用ドライバー


PFø3.1 リムーバードライバー




Size S
全長 21.2mm
ELCAHD-00212



Size L
全長 29.2mm
ELCAHD-00292



MHRD-3126




販売名: トランスファーコーピング ø3.1 製造販売承認番号: 13B1X10081000044 一般的名称: 歯科インプラント補綴用器具 クラス分類: 一般医療機器 製造販売業者: (株)プラトンジャパン
販売名: トランスファーレプリカ ø3.1 製造販売承認番号: 13B1X10081000045 一般的名称: 歯科インプラント補綴用器具 クラス分類: 一般医療機器 製造販売業者: (株)プラトンジャパン
販売名: コニカル補綴用ドライバー 製造販売承認番号: 13B1X10081000041 一般的名称: 歯科インプラント補綴用器具 クラス分類: 一般医療機器 製造販売業者: (株)プラトンジャパン
販売名: リムーバードライバー ø3.1 製造販売承認番号: 13B1X10081000047 一般的名称: 歯科インプラント補綴用器具 クラス分類: 一般医療機器 製造販売業者: (株)プラトンジャパン

ドリル

ガイドドリル

インプラントドリル



サイズ	全長	
S	29	100-001S
L	34	100-002L

(mm)



ø2.1



ø2.4



ø2.6

サイズ	全長	
S	32	
L	40	

(mm)

- ø2.1 S 141-021S
- ø2.1 L 141-021L
- ø2.4 S 141-024S
- ø2.4 L ELIPDL-240L00
- ø2.6 S 141-026S

注: インプラントドリル ø2.1、ø2.4、ø2.6 は TiN コーティング (金色) から DLC コーティング (黒色) に切替の過渡期のため新旧両製品が混在する場合があります。

販売名: プラトンインプラントドリルシステム 製造販売承認番号: 2230082X00073000 一般的名称: 電動式歯科用インプラント手術器具 クラス分類: 普通医療機器 製造販売業者: (株)デンテック



TEL: 0120-36-8950
FAX: 0120-36-8952

〒195-0062 東京都町田市大蔵町 56 番地 鶴川アカデメイアビル TEL: 042-736-8950 FAX: 042-734-1109